

**Indicatie**

Preventie van haaruitval tijdens chemotherapie.

**Contra-indicatie**

Het gebruik van de hypothermiekap is niet aangeraden bij aanwezigheid van cerebraal cutane metastase en niet-solide tumoren.

**Productbeschrijving**

De Elasto-Gel™ hypothermiekap is gemaakt met een hydrogel op glycerine basis, deze bewaart zijn soepelheid zelfs bij diepvries temperaturen.

De hoes is gemaakt van een waterdichte rekbare stof. De kinband verzekert nauw contact met de hoofdhuid.

**Gebruiksaanwijzing**

- Bewaar de kap in een plasticzak in een diepvriezer bij -25°C to -30°C gedurende minimum 12 uren.
- Vooraleer de kap op de patiënt te plaatsen:
  - Maak een wegwerpkapje nat met koud water en plaats het op de haardos om de thermische geleiding te verbeteren.
  - Bescherm blootgestelde huid van voorhoofd en oren tegen bevriezing door middel van wattenproppen of een ander materiaal.
- Plaats de kap over het hoofd, bevestig de kinband en laat de kap op het hoofd als volgt:
  - Met het FEC-protocol: De anthracyclinen (50mg/m<sup>2</sup>) worden IVD geïnjecteerd 15 minuten na het opzetten van de kap. De kap wordt gedurende 1 uur in totaal opgehouden.
  - Met het Taxol-protocol: De perfusie wordt gestart 15 minuten na het opzetten van de kap. De perfusie met Taxol duurt 3 uren, er moeten vijf kappen gebruikt worden (1 om de 45 minuten).
  - Met het Taxotere-protocol: De perfusie wordt gestart 15 minuten na het opzetten van de kap. De perfusie met Taxotere duurt 1 uur, er moeten twee kappen gebruikt worden (1 om de 45 minuten).
- De kap moet minstens 15 minuten na het beëindigen van de perfusie op het hoofd gelaten worden.

**Belangrijk**

Het wisselen der kappen moet zeer vlug gebeuren om een vasodilatatiereflex te vermijden. De kap moet voor elke therapieessie gebruikt worden, zoniet vervalt haar effect. Verzekert ten allen tijde een nauw contact met het hoofd, gebruik zondig bijkomende bandages. Na gebruik, laat de kap drogen vooraleer ze terug in de diepvriezer te plaatsen. Niet platleggen, gebruik de meegeleverde vormbewaarder!

**Onderhoud**

Afsponzen met zeep en water. Nooit onderdompelen!

**Garantie**

De Elasto-Gel therapie produkten zijn gegarandeerd vrij van fabricagefouten. De garantieperiode loopt gedurende 6 maanden vanaf de datum van aankoop.

**Verdeeld door**

**Verkoopsdatum**



M. Devices Group - Marlborough House - Riding Street  
 - Southport - PR8 1EW - United Kingdom -  
 Tel: +44 1704 544 944 - Fax: +44 1704 544 050

**Käyttötarkoitus**

Sytostaattihoidon aikaisen hiustenlähdön ehkäisemiseen.

Kylmähätun käyttö supistaa verisuonia ja näinollen heikentää verenkiertoa päänahassa. Tämä puolestaan vähentää hiustuppeen pääsevän lääkkeen määrää, jolloin hiusten lähtöä voidaan ehkäistä.

**Vasta-aiheet**

Käyttöä ei suositella päänahan ihosyövässä ja päänahkaan metastaoituneissa taudissa.

**Tuotekuvasu**

Elasto-Gel™ kylmähattu on valmistettu glyseriinipitoisesta hydrogeelistä, joka jäädytettynäkin säilyttää muotonsa ja taipuisuutensa. Päälinen on elastista lycra-kangasta. Leukahihna varmistaa, että hattu pysyy kiinteästi paikoillaan päänahkaa vasten.

**Käyttöohjeet**

- Laita kylmähattu muovipussissa -25-30 C asteiseen pakastimeen 12 tunnin ajaksi.
- Ennen kylmähätun paikalleen asettamista:
  - Kostuta potilaan hiukset ja kertakäyttömussy kylmällä vedellä ja aseta kertakäyttömussy päänahkaa vasten nopeuttamaan lämpötilan laskua.
  - Otsa, korvat ja niskakuoppa suojataan pumpulla tai froteepannalla, koska nämä alueet ovat arkoja paaleutulle.
- Aseta kylmähattu tiiviisti potilaan päänahan ja käytä seuraavasti:
  - FEC** - käyttöohjeen mukaan: Kylmähattu pidetään päässä 15 minuuttia ennen Antracycliniä 50mg/m IVD ja annetaan olla paikallaan yksi tunti.
  - TAXOL** - käyttöohjeen mukaan: Kylmähattu pidetään päässä 15 minuuttia ennen Taxol-infusiota. Koska Taxol-infusio kestää 3 tuntia, tarvitaan viisi päähinettä (uusi päähine joka 45 minuutin välein)
  - TAXOTERE** - käyttöohjeen mukaan: Kylmähattu pidetään päässä 15 minuuttia ennen Taxotere-infusion aloittamista. Koska Taxotere-infusio kestää yhden tunnin, tarvitaan kaksi päähinettä (uusi päähine joka 45 minuutin välein).
- Kylmähätun annetaan olla paikallaan vielä 15 minuuttia infusioiden päättymisestä.

**HUOMIOITAVAA**

Kylmähätujen vaihdot on suoritettava mahdollisimman nopeasti jotta vällyttäisiin verisuonten laajentumisilta. Kylmähattua on käytettävä jokaisen sytostaattihoidon yhteydessä. Varmista tarvittaessa ylimääräisillä siteillä, että hattu pysyy tiukasti paikoillaan päänahkaa vasten hoidon ajan.

**Puhdistusohjeet**

Kylmähätun päälinen puhdistetaan kostealla pyyhkeellä miedolla saippualluoksella, huuhdellaan ja annetaan kuivua hyvin ennen pakastimeen takaisin laittoa. Kylmähattua ei saa upottaa veteen tai pestä juoksevan veden alla.

**Takuu**

Elasto-Gel™ kylmäterapiatuotteilla on 6 kk:n takuu ostopäivästä lukien.

**Distributed by**

**Date of Purchase**



M. Devices Group - Marlborough House - Riding Street  
 - Southport - PR8 1EW - United Kingdom -  
 Tel: +44 1704 544 944 - Fax: +44 1704 544 050

**Indicação**

Prevenção da alopecia durante a quimioterapia.

**Contra Indicação**

O uso do capacete não é recomendado em caso de metástase cerebral cutanea e tumores não sólidos.

**Descrição do Produto**

O capacete hipotermico Elasto-Gel™ é feito de um hidrogel á base de glicerina que mantém a sua elasticidade mesmo a baixas temperaturas.

O exterior é em elastano impermeável. A correa assegura um perfeito contacto com o couro cabeludo.

**Modo de Utilização**

- Manter o capacete numa embalagem plástica num congelador a -25° ou -30°C durante 12 horas.
- Antes de colocar o capacete no paciente:
  - Molhar uma compressa em agua fria e pô-la no couro cabeludo para melhorar a condutividade térmica e produzir um aumento inicial de temperatura.
  - Proteger a pele exposta da testa e as orelhas do gelo usando algodão ou outro material adequado.
- Colocar o capacete na cabeça do paciente e mantelo da seguinte forma:
  - Com o FEC protocol: A antraciclina (50 mg/m<sup>2</sup>) são injectados IVD 15 minutos depois de colocar o capacete. O capacete fica colocado durante 1 hora.
  - Com taxol protocol: A infusão começa 15 minutos depois de colocar o capacete. Uma vez que a infusão taxol dura 3 horas, serão usados 5 capacetes (1 em cada 45 minutos).
  - Com taxotere protocol: A infusão começa 15 minutos depois de colocar o capacete. Uma vez que a infusão taxotere dura 1 hora, serão usados 2 capacetes (1 em cada 45 minutos).
- Deixar o capacete colocado pelo menos 15 minutos depois de terminar a infusão.

**Notas Importantes**

A mudança de capacetes deve ser efectuada o mais rapidamente possível para evitar um reflexo de vasodilatação. O capacete deve ser usado em todas as sessões de terapia, uma interrupção comprometerá a sua eficiência. Assegurar um contacto directo com o couro cabeludo a todo o momento, usar ligaduras extra se necessário. Depois de usar deixar o capacete secar antes de o colocar no congelador. Para evitar a deformação durante o congelamento, usar sempre o molde e o saco plástico fornecidos.

**Instruções de Limpeza**

Esfregar a superfície com agua e sabão, limpar e secar. Não mergulhar o capacete em água.

**Garantia**

Os produtos de terapia Elasto-Gel são garantidos durante 6 meses a partir da data de compra.

**Distribuido por**


**Data de Compra**



M. Devices Group - Marlborough House - Riding Street  
 - Southport - PR8 1EW - United Kingdom -  
 Tel: +44 1704 544 944 - Fax: +44 1704 544 050

© Rev. E 6-08  
 SBT# 9-860-012

For additional replacement liners contact Southwest Technologies at email: info@elastogel.com or phone: 800-247-9951; (816) 221-2442 fax: (816) 221-3995(USA)



**HYPOTHERMIA  
 CAP**  
 DIRECTIONS FOR USE

"Treating the world well"®

Made in the USA by  
**southwest technologies inc.**  
 1746 Levee Road, North Kansas City, MO 64116  
 phone: (800) 247-9951 phone: (816) 221-2442 fax: (816) 221-3995  
 email: info@elastogel.com • website: www.elastogel.com

## Elasto-Gel™ HYPOTHERMIA CAP (English)

### Indication

The Elasto-Gel™ Hypothermia Cap reduces alopecia as a result of Chemotherapy treatments such as Docetaxel(Taxotere®).

### Contra-Indication

- Cold intolerance

### Product Description

The Elasto-Gel™ hypothermia cap is made of a glycerine-based gel that maintains its suppleness (or flexibility) even at temperatures of -20°C to -30°C. The cover material is a water resistant stretch-able fabric. The chin strap assures good position maintenance.

### Directions For Use

- Keep the cap in a plastic bag in a freezer at -18° to -21°C (0° to -5°F) for a minimum of 4 hours (12 hours preferred). The cap may be left in the freezer indefinitely until ready for use. The cap will remain flexible even at -30°C(-20°F).
- Moisten hair with cold water.
- Use the inner disposable liner for hygienic purposes and to avoid direct contact with the cold.
- Apply the cap 15 minutes before the start of the treatment and leave it on until 15 minutes after the end of the treatment. For an infusion duration of about 1 hour to 1.5 hour, 2 caps may be necessary.

### Important Notes

For best results we recommend changing the cap every 30 to 45 minutes. Cap changes must be accomplished as quickly as possible to avoid a vasodilation reflex. The cap must be worn for the entire therapy session as an interruption could compromise their effectiveness. Protect exposed skin, the ears in particular when using cold therapy. After use, allow the cap to dry before replacing it in the freezer.

### Cleaning Instructions

***DO NOT GET THE PRODUCT WET.*** The gel absorbs moisture.

### Guarantee

Elasto-Gel™ hypothermia cap is guaranteed for 6 months from date of purchase against manufacturing defects.

<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>

<b>Distributed by</b>	<b>Date of Purchase</b>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>



M. Devices Group - Marlborough House - Riding Street - Southport - PR8 1EW - United Kingdom - Tel: +44 1704 544 944 - Fax: +44 1704 544 050

## Elasto-Gel™ BONNET HYPOTHERMIQUE (French)

### Indication

Prévention de l'alopecie induite par la chimiothérapie.

### Contre-Indication

Le port du bonnet est déconseillé en cas de métastases cutanées cérébrales et de tumeurs non-solides.

### Description

Le bonnet Elasto-Gel™ est fabriqué à partir d'un hydrogel à base de glycérine qui maintient sa souplesse même à température très basse. La housse est en Elastane imperméable et munie d'une mentonnière réglable.

### Mode d'Emploi

- Le bonnet Elasto-Gel aura été placé au moins 12 heures dans un congélateur affichant une température comprise entre -25° et -30°C.
- Avant de placer le bonnet, il faut:
  - Poser une charlotte à usage unique, mouillée à l'eau froide, sur les cheveux pour assurer une bonne conductivité thermique et pour induire une baisse de température.
  - Protéger la nuque, le front et les oreilles par du coton pour éviter les gelures.
- Suivant le protocole d'administration, utiliser l'une des méthodes suivantes:
  - Avec le protocole FEC: Les anthracyclines (50mg/m²) sont injectées en IVD 15 minutes après la pose du casque. Au total, le casque est laissé en place pendant une heure.
  - Avec le Taxol: La perfusion est branchée 15 minutes après la pose du casque. La durée de la perfusion étant de 3 heures, cinq casques seront utilisés (1 casque toutes les 45 minutes).
  - Avec le Taxotère: La perfusion est branchée 15 minutes après la pose du casque. La durée de la perfusion étant de 1 heure, deux casques seront utilisés (1 casque toutes les 45 minutes).
- Laisser le casque en place au moins 15 minutes après la fin de la perfusion.

### Notes Importantes

Le change des casques doit être effectué le plus rapidement possible pour éviter un réflexe de vasodilatation. Le casque doit être porté à chaque cure, une interruption compromet-tra son efficacité. Un contact étroit avec le cuir chevelu doit être assuré à tout moment, utilisez des bandages supplémentaires si nécessaire. Après utilisation, bien sécher et remettre au congélateur pendant au moins 12 heures. Ne pas mettre à plat, utilisez le calage en plastique pour maintenir la forme.

### Entretien

Eponger la surface avec de l'eau savonnée. Ne jamais tremper.

### Garantie

Le bonnet est garantie contre tout défaut de fabrication pendant 6 mois à partir de la date de vente à l'utilisateur.

<b>Distribué par</b>	<b>Date de Vente</b>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>



M. Devices Group - Marlborough House - Riding Street - Southport - PR8 1EW - United Kingdom - Tel: +44 1704 544 944 - Fax: +44 1704 544 050

## Elasto-Gel™ HYPOTHERMIE KAPPE (German)

### Anwendungsgebiete

Zur Vermeidung von Haarverlust bei Chemotherapie.

### Gegenanzeigen

Das Tragen der Kühlkappe wird nicht empfohlen bei Kopfhautmetastasen und nicht soliden Tumoren.

### Produktbeschreibung

Die Elasto-Gel™ Hypothermie Kappe besteht aus einem glyzerinbasierten Hydrogel, das auch in gefrorenem Zustand flexibel bleibt. Das Obermaterial ist aus wasserfestem, dehnbaren Gewebe. Das Kinnband sorgt für festen Sitz der Kappe.

### Gebrauchsanweisung

- Legen Sie die Kappe bei -18° bis -30° C in einer Plastiktüte für 12 Stunden in ein Tiefkühlfach.
- Vor dem Anlegen der gekühlten Kappe sind folgende Vorbereitungen notwendig:
  - Bedecken Sie den Kopf des Patienten mit einer Einweghaube, die vorher mit kaltem Wasser befeuchtet wurde. Dadurch wird die Temperaturübertragung verbessert und eine schnellere Abkühlung der Kopfhaut erreicht.
  - Schützen Sie exponierte Stellen wie Stirn und Ohren mit Verbandwatte oder ähnlichem vor Erfrierungen.
- Sorgen Sie für einen möglichst engen Kontakt zwischen Kühlkappe und Kopfhaut.
  - Je nach Medikament wird folgende Tragedauer empfohlen:
    - gemäß FEC-Protokoll:** Kühlhaube bereits 15 Minuten vor Injektion der Anthrazyklino (50mg/m2) anziehen, Gesamt-tragedauer 1 Stunde.
    - gemäß Taxol-Protokoll:** Kühlkappe bereits 15 Minuten vor Therapiebeginn anziehen. Bei einer Infusionsdauer von 3 Stunden sind 5 Kühlkappen notwendig (Wechsel nach 45 min)
    - gemäß Taxotere-Protokoll:** Kühlkappe bereits 15 Minuten vor Therapiebeginn anziehen. Bei einer Infusionsdauer von 1 Stunde sind 2 Kühlkappen notwendig (Wechsel nach 45 min)
  - Nehmen Sie die Kühlkappe frühestens 15 min nach Beendigung der Therapie wieder ab.

### Wichtige Hinweise

Der Wechsel der Kühlkappe sollte so schnell wie möglich vonstatten gehen, um einen Vasodilatationsreflex zu vermeiden. Die Kühlkappe muss bei jeder Therapiesitzung getragen werden, da eine Unterbrechung ihre Wirkung beeinträchtigen könnte. Sorgen Sie stets für einen engen Kontakt zwischen Kappe und Kopfhaut; verwenden Sie zusätzliche Bandagen falls erforderlich. Lassen Sie die Kühlkappe nach Gebrauch trocknen, bevor sie für den nächsten Einsatz wieder tiefgekühlt wird. Verwenden Sie zur Aufbewahrung den mitgelieferten Einsatz, damit die Kühlkappe ihre Form behält.

### Reinigungshinweise

Wischen Sie die Kappe mit Seifenlauge ab, mit klarem Wasser nachwischen und abtrocknen. Tauchen Sie die Kappe niemals in Wasser.

### Garantie

Elasto-Gel™ Hypothermie Produkte haben eine Garantiezeit von 6 Monaten beginnend mit dem Erwerbsdatum.

<b>Verteiler</b>	<b>Verkaufsdatum</b>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>



M. Devices Group - Marlborough House - Riding Street - Southport - PR8 1EW - United Kingdom - Tel: +44 1704 544 944 - Fax: +44 1704 544 050

## Elasto-Gel™ GORRO HIPOTÉRMICO (Spanish)

### INDICACIONES

Prevención de la alopecia durante tratamientos de quimioterapia.

### CONTRAINDICACIONES

El uso del gorro hipotérmico Elasto-Gel no está indicado para casos de metástasis cutánea cerebral y de tumores no sólidos.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El gorro hipotérmico Elasto-Gel™ está hecho con hidrogel a base de glicerina. Este material permite que el gorro sea flexible pese a encontrarse congelado. El forro está confeccionado con una tela elástica impermeable. La cinta de ajuste, permite un total ajuste a la cabeza del paciente.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Mantenga el gorro en una bolsa de plástico en un congelador a una temperatura de entre -25° y -30° C durante 12 horas.
- Antes de colocar el gorro al paciente:
  - Humedezca un gorro desechable con agua fría y sitúelo en la cabeza del paciente para mejorar la conductividad térmica y provocar una caída de temperatura desde el inicio.
  - Proteja las zonas de la nuca y de las orejas para evitar la congelación de las mismas utilizando algodón u otro material apropiado.
- Adaptar el gorro a la cabeza del paciente y mantener en su sitio durante todo el tratamiento de la siguiente manera:
  - a. Si se utilizan FEC: Las antraciclinas (50 mg/m2) se han de inyectar por vía intravenosa 15 minutos después de colocar el gorro. El gorro se debe dejar colocado durante 1 hora.
  - b. Si se utiliza Taxol: La infusión debe comenzar 15 minutos después de colocarse el gorro. Como la infusión de Taxol dura 3 horas, se necesitan un total de 5 gorros (1 cada 45 minutos).
  - c. Si se utiliza Taxotere : La infusión debe comenzar 15 minutos después de colocarse el gorro. Como la infusión de Taxol dura 1 hora, se necesitan dos gorros (1 cada 45 minutos).
- El gorro se debe mantener colocado durante 15 minutos después de finalizar la infusión.

### NOTAS IMPORTANTES

Los cambios de gorro se deben efectuar de una manera rápida a fin de evitar reflejos de vasodilatación. El gorro debe ser utilizado en cada sesión de terapia, puesto que una interrupción en su uso podría comprometer su eficacia. Para una mayor efectividad intente minimizar el espacio entre la pared interna del gorro y la cabeza del paciente. Para aumentar la presión se puede utilizar vendaje adicional. Después de uso, seque el gorro antes de volverlo a meter en el congelador.

### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpie la superficie externa con agua y jabón, aclare y seque.

Nunca deje el gorro en remojo.

### GARANTÍA

Los productos terapéuticos Elasto-Gel tienen una garantía de 6 meses desde la fecha de su compra.

<b>Distribuido por</b>	<b>Fecha de compra</b>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>



M. Devices Group - Marlborough House - Riding Street - Southport - PR8 1EW - United Kingdom - Tel: +44 1704 544 944 - Fax: +44 1704 544 050

## Elasto-Gel™ KYL MÖSSA (Swedish)

### Indikation

Förhindrar / reducerar håravfall vid kemoterapi.

### Kontraindikation

Kylmössan rekommenderas ej vid hudmetastaser och ickesolida tumörer.

### Produktbeskrivning

Elasto-Gel™'s kylmossa är gjord av en glycerinbaserad hydrogel och bevarar sin smidighet även vid djupfrost tillstånd. Överdragsmaterialet är av vattentätt töjbart tyg. Hakbandet försäkrar att mössan får ordentlig kontakt med hela skalpen.

### Bruksanvisning

- Förvara mössan i en plastpåse i frysen vid -25°C till -30°C i 12 timmar.
- Innan mössan sätts på patienten:
  - Fukta en non-woven engångsmossa med kallt vatten och sätt den på patientens skalp för att förhöja fortledningen av kyla samt medföra en initial temperatursänkning.
  - Skydda huden i pannan och vid öronen mot frysskador genom att använda bomull eller dyl. som isolering.
- Sätt mössan så tätt som möjligt över patientens huvud och behåll den på enligt följande.
  - Med FEC protokollet: Anthracycline (50mg/m²) injiceras i.v. 15 min. efter det att mössan har applicerats. Mössan behålls på plats totalt under en timmes tid.
  - Med Taxol protokollet: Infusionen påbörjas 15 min. efter det att mössan har applicerats. Eftersom Taxol infusionerna varar 3 timmar, används 5 st mössor (1 mössa var 45:e minut).
  - Med Taxotere protokollet: Infusionen påbörjas 15 min. efter det att mössan har applicerats. Eftersom Taxotere infusionerna varar 1 timme, används 2 st mössor (1 mössa var 45:e minut).
- Låt mössan sitta kvar minst 15 min. efter infusionernas avslutande.

### Viktigt

Mössan måste bytas så snabbt som möjligt för att förhindra en vasodilatation. Mössan måste användas vid varje terapitillfälle, eftersom ett avbrott påverkar effektiviteten negativt. Försäkra om att en nära kontakt föreligger med skalpen hela tiden, ev. genom att använda extra bandage (elastisk binda). Mössan måste vara torr innan den återplaceras i frysen. Mössan får inte förvaras platt. Använd alltid bifogad insats för att behålla formen.

### Rengöring

Torka av ytan med tvål och vatten, skölj och torka. Doppa aldrig mössan i vatten.

### Garanti

Elasto-Gel terapi-produkter har en garanti på 6 månader efter inköpsdatum.

<b>Distribueras av</b>	<b>Datum för inköp</b>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>



M. Devices Group - Marlborough House - Riding Street - Southport - PR8 1EW - United Kingdom - Tel: +44 1704 544 944 - Fax: +44 1704 544 050